


PROTOCOLO DE SUPLEMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO EM CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19



INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL - Ater para:

- Preparar todo o material fora do campo de atuação, inclusive medicamentos;
- Obrigatório o uso de EPIs: máscara N95, gorro, luvas de cano longo, avental/capote impermeável, óculos de proteção e protetor facial;
- Acesso venoso;
- Adaptar um filtro HMEF ao AMBU e insuflar a bolsa do AMBU;
- Pré-oxigenação: O2 com máscara de HUDSON ou com AMBU, **SEM VENTILAR**. Se preciso ventilar OBRIGATORIAMENTE duas pessoas;
- Clampear (com pinça forte) ou ocluir o TOT (êmbolo de 5 ml). Nos casos de mudança de circuito ter este mesmo cuidado quanto ao clampeamento;
- Iniciar a sequência rápida (sedação) para IOT;
- O bloqueio neuromuscular se mostrou efetivo para diminuir o risco de contaminação;
- Após IOT, insuflar o balonete, conectar no respirador ou no dispositivo AMBU+FILTRO HMEF;
- Confirmar a colocação do TOT (saturação, expansão do tórax);
- Se houver falha: COLOCAR MÁSCARA LARÍNGEA;
- Fixar o TOT, verificar PA, preparo para o transporte
- Atenção redobrada na desparamentação e limpeza completa do ambiente